

## 3.25. Медицинские средства защиты

К медицинским средствам индивидуальной защиты относятся:


**Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ-3**

**Пакет перевязочный индивидуальный ПП**


**Индивидуальный противохимический пакет ИПП-8,10**

**АИ-2,3** предназначена для оказания первой помощи и самопомощи при ранениях, ожогах (обезболивание), профилактики или ослабления поражения **РВ, ОВ, БС, СДЯВ**.

Аптечка содержит комплект медицинских средств, размещённых в соответствующих гнездах коробки; к аптечке прилагается инструкция.



Расположение препаратов в аптечке **АИ-2**




Предназначен для наложения стерильных повязок на раны и ожоги.

а - общий вид;  
 б - вскрытие пакета;  
 в - развёртывание пакета;  
 г - пакет развёрнут и готов к наложению повязки.

1. Вскрыть пакет.
2. Вынуть булавку.
3. Развернуть бинт.
4. Наложить на рану (нельзя касаться рукой стороны подушечек не прошитой нитками).

Применяют для обеззараживания капельно-жидких **ОВ**, попавших на кожу, одежду и обувь

7



**Правила пользования**

1. Вскрыть пакет.
2. Извлечь тампоны.
3. Смочить их жидкостью.
4. Протереть заражённые участки.

**Следует помнить, что жидкость ядовита для глаз.**

**АНВ**

**Индивидуальный противохимический пакет**

а - общий вид; б - флакон с жидкостью; в - ватно-марлевые тампоны



**3.26. Обеззараживание**