

Малые средства реабилитации



Специальная щётка/расчёска для ВОЛОС



Пластмассовое устройство в эргономичном дизайне, которое тщательно сбалансировано, чтобы обеспечить максимальную досягаемость с минимальными усилиями и напряжением мышц.

Удлинённая рукоятка и нескользящая ручка идеально подходят для детей с нарушением функций верхних конечностей или использующих одну руку.

- Длина 384 мм.

Специальная щётка для мытья



Пластмассовое устройство в эргономичном дизайне, которое тщательно сбалансировано, чтобы обеспечить максимальную досягаемость с минимальными усилиями и напряжением мышц. Изогнутая форма длинной рукоятки и удобная нескользящая ручка позволяют мыть спину без поднятия рук над головой. Идеально подходит для детей с нарушением функций верхних конечностей или использующих одну руку.

Длина 384 мм.

Захват тюбика с зубной пастой



Захват из пластика с полимерными присосками для предотвращения скольжения.

Завинчивание винта оказывает давление на тюбик с зубной пастой и паста легко выдавливается. Это позволяет использовать данное приспособление людям с нарушением функций верхних конечностей и использующих одну руку.

Высота 44 мм, диаметр 55 мм.

Дозатор зубной пасты с держателем для щёток



Вакуумный автоматический дозатор для зубной пасты.

Паста подаётся дозированно путём нажатия щёткой на клапан в выемке дозатора. Это позволяет использовать данное приспособление для людей с нарушением функций верхних конечностей, использующих одну руку и нарушением координации движений.

Выжиматель 155 X50 мм,
держатель для щёток 110X45 мм.

Приспособление для надевания НОСКОВ



Лёгкое пластмассовое устройство с удлинённой ручкой, которая позволяет использовать его людям с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Длина 235 мм, длина ручки 80 см.

Приспособление для надевания НОСКОВ



Пластмассовое устройство с текстильными лентами, помогающее при надевании носков. Махровая ткань на внешней стороне приспособления надёжно удерживает носок, а длинные ленты позволяют использовать его людям с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Длина 230 мм, длина лент 80 см.

Приспособление для надевания НОСКОВ



Приспособление для надевания НОСКОВ И ЧУЛОК



Основа может быть изогнута по мере необходимости, чтобы соответствовать любому размеру. Длинные ленты позволяют использовать людям с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Длина 235 мм, длина лент 50 см, зажимы для чулок 24 см.

Приспособление для надевания чулок



Лёгкое пластмассовое изделие, позволяющее самостоятельно надевать чулки людям с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением координации движений.

Приспособление для надевания чулок и колготок



Лёгкое пластмассовое устройство с текстильными лентами, помогающее при надевании чулок и колготок.

Длинные ленты позволяют его использовать людям с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Длина 220- 235 мм, длина лент 50-81см.

Крючок для застёгивания пуговиц и молний



Маленькое устройство, помогающее в застёгивании пуговиц и молний, состоящее из крючка специальной формы из нержавеющей стали на одном конце рукоятки и крючка на другом.

Длина 205 мм.

Крючки для застёгивания пуговиц и молний



Приспособление для надевания рубашек



Устройство, упрощающее процесс одевания/раздевания, а также уборки одежды.

Состоит из деревянной/металлической с нескользящим полимерным покрытием ручки и специального крючка для надевания одежды на одном конце рукоятки, и крючка для надевания брюк на другом конце рукоятки, либо с ложкой для обуви.

Длина 60 см.

Активный захват



Универсальный помощник для доставания и удержания предметов. Может использоваться при одевании. Специальный спусковой механизм с резиновыми наконечниками обеспечивает удобный доступ.

Удлиняет нормальную область захвата до 82 см.

Посуда



Стакан с анатомическим вырезом для носа подойдет тем, кому трудно наклонять голову назад и вытягивать шею. Специальная прорезь для носа облегчает питье. Объем 237 мл. Мытье при 110 С.

Поильник с длинным носиком упрощает питье, имеет дырочку для оттока воздуха. Объем поильника 250 мл. Высота 170 мм. Мытье при 110 С.

Поильники



Поильник полимерный
для лежачих больных
200 мл



Стакан полимерный
200 мл

Кружки-непроливайки



Кружки лёгкие полимерные „Курносики“ с двумя ручками и съёмной крышкой.

200 мл



Кружки-непроливайки с утяжелённым дном подходят для детей с нарушением координации движений.

200 мл

Посуда



Тарелки со специальным бортиком, предотвращающим расплескивание пищи, будут незаменимы для детей с ДЦП, с плохой координацией движений и использующих одну руку. Тарелки прочно крепятся к столу с помощью присоски. Диаметр 150 мм. Мытье при 110 С. Можно использовать в микроволновой печи.



Съемный бортик для тарелки диаметром 200-300 мм. Бортик предотвращает выпадение пищи на стол, во время еды. Высота бортика 33 мм.

Столовые приборы



Специальные столовые приборы с удобными ручками (мягкая, широкая поверхность) подходит для ослабленных детей и с нарушением координации движений. Ручки полые для возможности положить туда тяжелый предмет, тем самым утяжелив прибор.





Различная изогнутость ручек и способ удержания помогают подобрать наиболее удобную позицию для ребёнка.



Длина 210 мм. Мытье при 110 С.

Столовые приборы



Кухонные приспособления



Удобные нескользящие в руках консервные ножи и специальные захваты для банок и бутылок помогут людям с нарушением функций верхних конечностей стать самостоятельными при работе на кухне.



Контейнер для таблеток



- Контейнер предназначен для расфасовки и хранения таблетированной продукции: лекарств, витаминов и т.д. Данная таблетница подходит для людей, принимающих лекарства через равные промежутки времени или в определенное время. Удобным и компактным контейнером можно пользоваться дома, в дороге, а также в условиях стационара. Таблетница имеет 3 больших отделения с крышкой и электронный таймер. Таймер в запланированное время подаст звуковой сигнал, который можно установить на обратный отсчет до 99 часов. Таблетница изготовлена из экологически чистого полимерного материала.
- Разделитель таблеток с одним отделением. Помогает не превышать дозировку лекарств.

Малые средства реабилитации
помогают людям с ограниченными
возможностями здоровья быть
самостоятельными в быту.

Заказ малых средств реабилитации

- ООО НПП „Мир титана“, дистрибьютер фирмы „Titan Deutschland GmbH“ Германия, тел. 8(495) 937-31-60
- Интернет-магазин SupportShop, тел. 8(495)790-64-18
- Интернет-магазин Ортитан, тел. 8(495)970-33-30
- Интернет-магазин медтехники МедМаг24, тел.8(495)506-09-97
- и другие магазины медтехники.