



# *Гибкие нейлоновые зубные протезы*



PresidentGroup [www.sibdent.ru](http://www.sibdent.ru)



PresidentGroup [www.sibdent.ru](http://www.sibdent.ru)

- Гибкие нейлоновые зубные протезы относятся к съемному виду протезирования и изготавливаются из нейлона - полупрозрачного, эластичного материала, структура которого позволяет имитировать слизистую оболочку полости рта. За счет своей пластичности идеально подходит для изготовления зубных протезов.

- Съёмные протезы из нейлона могут применяться при частичной и полной утрате зубов, а также для восстановления одного зуба. Оптимальным считается использование нейлоновых съёмных протезов в том случае, если утрачены только боковые зубы, а центральные не повреждены – в этом случае конструкция оставляет открытой основную часть нёба, что обеспечивает комфорт в ношении и отсутствие нарушений дикции.











# Преимущества:

- Повышенная гибкость.
- Точная посадка и надежная фиксация. они прочные, но гибкие, это позволяет им достойно выдерживать механические нагрузки (высокое давление и напряжение), улучшенные свойства нейлона позволяют сделать их устойчивыми к влажности и воздействию химических веществ.
- Отсутствие раздражающего воздействия на десну.
- Легкий вес.
- Не требуют обтачивания зубов под коронки.
- Не требуют установки коронок на опорные зубы.

- В связи с отсутствием красителей в базисе нейлоновых протезов, исключена возможность развития аллергических проявлений на слизистой полости рта.
- Сохраняют привлекательный эстетический вид.
- Отсутствие металлических элементов в составе протеза, практически снимающее риск индивидуальной непереносимости

В связи с отсутствием красителей в базисе нейлоновых протезов, исключена возможность развития аллергических проявлений на слизистой полости рта.

- Быстрое привыкание.
- гибкие нейлоновые протезы не являются средой для размножения микроорганизмов, это связано со свойствами нейлон не впитывать влагу

- Быстрое привыкание пациентов к нейлоновым протезам.
- Нейлоновые зубные протезы рекомендованы для протезирования при любых клинических случаях.
- Нейлоновые протезы не содержат в себе металлические элементы.
- Нейлоновые протезы очень легкие и не натирают десну.

Их можно носить постоянно, и ночью тоже, вынимая лишь для обычных гигиенических процедур - чистки зубов и самого протеза зубной щеткой и пастой. И иногда конструкция нуждается в чистке специальными растворами для очищения съемных протезов, в который протез погружается на полчаса и затем промывается проточной водой.

- Равномерно распределяют жевательные нагрузки, не надавливают на оставшиеся зубы, поэтому рекомендуется тем, кто страдает заболеваниями пародонта, как один из видов лечебной конструкции.

- • В мягких зубных протезах оттенок базиса протеза и кламмера подбирается под цвет десны, к тому же дентальный нейлон практически прозрачный материал, а цвет имеет несколько вариантов исполнения. Форма и дизайн также подбираются в соответствие со строением десен. Все это позволяет сделать его практически незаметным.



# Основные показания к применению нейлоновых зубных протезов:

- Можно использовать для пациентов с небольшим изъяном зубов.
- При заболевании нижнечелюстного сустава (они еще выполняют задачу по фиксации головок сустава в правильном положении).
- Для пациентов, которые склонны к аллергии на разные виды металлов, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом.
- В качестве временного решения нейлоновые протезы применяются в детской стоматологии с целью сохранения ровного зубного ряда в случаях, когда часть зубов ребенка утрачивается по каким-то причинам (болезнь, кариес, смена зубов и т.п.)
- Для пациентов из группы некоторых опасных профессий (пожарные, каскадеры, спортсмены и т.п.), так как нейлоновый протез сломать практически очень сложно
- Можно использовать для пациентов с пародонтозом, так как при их применении зубы не расшатываются.









# Недостатком нейлоновых протезов:

- очень высокая цена, так как чаще всего используемый для протезирования нейлон – зарубежного производства.
- для того, чтобы нейлоновые протезы служили дольше и не вызывали чувства дискомфорта, за ними необходим постоянный уход. Гибкие нейлоновые зубные протезы необходимо чистить только средствами, специально предусмотренными для этой процедуры. По возможности, один раз в два месяца следует сдавать протез на чистку в зубопротезную лабораторию.





**Благодарю за внимание!**